

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2024/05/16

**INGENIERIA****EQUIPO**

Silla para donación de sangre por aféresis

**MARCA**

BPL

**REGISTRO SANITARIO**

N/A

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO**

N/A

**SPDA-610****DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Silla para la donación por aféresis con diseño en grado óptimo para la comodidad del donante, movilidad o conveniencia del donador para ser operado por el personal médico o de enfermería.

**DATOS TECNICOS****REFERENCIA****SPDA-610****Material de construcción**

Pranna - Diseño acabado tipo cuero

**Dimensiones**

Alto del espaldar 110 cm, alto del piecero 80 cm, alto del piso al asiento 57 cm, largo total 1,65 m, ancho de brazo a brazo 92 cm, ancho del asiento 60 cm

**Motor**

Motor de accionamiento lineal

**Peso**

130 Kg

**Movimientos**

Subir y bajar el piecero - cabecero / Trendelenburg

**Alimentación electrónica**

110V/ 60Hz

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES****Garantía**

3 meses