

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO

Filtro intravenoso AEF

MARCA

Pall

REGISTRO SANITARIO

2018DM-0018339

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

IIA

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

El filtro es un eliminador de aire con membrana de baja unión a proteínas. Su uso es para la eliminación de residuos de partículas involuntarios, contaminantes microbianos y aire arrastrado que se pueden encontrar en soluciones destinadas para uso intravenoso. Este producto es seguro para usar con bombas de infusión y de jeringa.

DATOS TECNICOS**REFERENCIA****AEF1E****Medio filtrante**

Membrana supor (polietersulfona) de 0,2 µm

Material de construcción**Carcasa del filtro:** Acrílico, **Medio filtrante:** Polietersulfona (Supor) - hidrofílico, **Extensión de tubería:** Cloruro de polivinilo sin ftalato (TOTM plastificado)**Volumen de retención total**

1ml

Caudal máximo

9 mL/min

Presión de trabajo máxima

30 psi (1.500 mmHg)

Conectores

Entrada luer hembra ISO y salida luer macho ISO

Uso

Uso en un solo paciente hasta 24 horas

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES**Garantía**

8 días después de facturación

CONTROL DE CAMBIOS**VERSIÓN****FECHA****DESCRIPCIÓN****DESCRIPCIÓN**

1

1/1/2021

Creacion del documento

Ingeniería

2

1/11/2022

Actualizacion version, logo y codificacion

Ingeniería

ELABORADO POR**REVISADO POR****APROBADO POR**

Ingeniería

Especialista de producto

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S