

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FFM-IN-039

Versión: 03

INGENIERÍA

2024/05/16

<b>EQUIPO</b>	Tiras indicadoras de irradiación	
<b>MARCA</b>	Ashland	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2016DM-0014600	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	I	

976792

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Las tiras son un indicador de irradiación sanguínea que proporciona una verificación visual positiva de la irradiación a la dosis mínima especificada. Antes de que se irradie un hemoderivado y su indicador adjunto, el indicador dice "NOT IRRADIATED". Después de irradiar el producto sanguíneo y su indicador adjunto, la palabra "NOT" se oscurece y el indicador dice "IRRADIADO".

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>
<b>Dimensiones</b>	69 mm x 23 mm
<b>Material de construcción</b>	Material activo y poliéster
<b>Radiación</b>	Rayos Gamma - Rayos X
<b>Condiciones ambientales</b>	Almacene los indicadores a una temperatura igual o inferior a 25° C (77°F)
<b>Dosis</b>	25 Gy
<b>ACCESORIOS</b>	
N/A	
<b>OPCIONALES</b>	
N/A	
<b>CONDICIONES</b>	
<b>Garantía</b>	8 días después de facturación
<b>Presentación</b>	Caja x 200 tiras