



**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

**GESTION DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>PRODUCTO</b>	Filtro intravenoso ELD	
<b>MARCA</b>	Pall	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2018DM-0018339	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA	

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

El filtro permite la eliminación de aire para usar con cualquier administración IV nutricional que contenga lípidos y emulsiones de lípidos. Está indicado para la eliminación de desechos de partículas, contaminantes microbianos y aire arrastrado que pueden encontrarse en soluciones destinadas a la administración IV. Brinda protección al paciente contra la contaminación por partículas, microgotas de lípidos de gran tamaño y aire.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	ELD96LL
Medio filtrante	Membrana hidrófila de 0.2 µm
Material de construcción	Carcasa del filtro: Acrílico Medio filtrante: Poliamida - hidrofílico Tubería: Cloruro de polivinilo sin ftalatos (plastificado TOTM)
Área de la superficie de filtración	1.8 cm <sup>2</sup>
Volumen de retención total aproximado	2.7 ml
Caudal máximo	14 ml/min
Presión de trabajo máxima	30 psi (1.500 mmHg)
Conectores	Salida Luer macho ISO y entrada Luer hembra ISO
Uso	Uso en un solo paciente hasta 96 horas

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

Garantía	8 días después de facturación
----------	-------------------------------

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
 Email: ventas@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**