

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Filtro intravenoso	
MARCA	Pall	
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0018339	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

El filtro permite la eliminación de aire para usar con cualquier administración IV nutricional que contenga lípidos y emulsiones de lípidos. Está indicado para la eliminación de desechos de partículas, contaminantes microbianos y aire arrastrado que pueden encontrarse en soluciones destinadas a la administración IV. Brinda protección al paciente contra la contaminación por partículas, microgotas de lípidos de gran tamaño y aire.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	TNA1
Medio filtrante	Membrana Posidyne- nylon de 1.2 µm
Filtros y extensión de tubos	Carcasa del filtro: Acrílico Medio filtrante: Poliamida - hidrofílico Tubería: Cloruro de polivinilo sin ftalatos (plastificado TOTM)
Área de la superficie de filtración	1.8 cm ²
Volumen de retención total aproximado	2.3ml
Caudal máximo	300 ml/h
Presión de trabajo máxima	22 psi - 1140 mmHg
Conectores	Tubo de 24 cm con salida Luer macho ISO y entrada Luer hembra ISO
Uso	Uso en un solo paciente hasta 24 horas

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	8 días después de facturación
-----------------	-------------------------------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S