



FORMATO FICHA TÉCNICA


Código:

FM-IN-039

Versión: 03

INGENIERÍA

2024/05/16

EQUIPO	Centrifugas de piso	
MARCA	Hanil	
ORIGEN	Corea del Sur	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo de piso para bancos de sangre y centros de transfusión, utilizado para la separación consistente de plasma, capa leucocitaria, glóbulos rojos, etc.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	Component 12R
Pantalla	LCD
Max. RCF Rotor Basculante (xg)	6,491 xg
Max. RPM Rotor Basculante	4.500 RPM
Max. Capacidad Rotor Basculante	6 x 1.000 mL
Rampa de Aceleración/Desaceleración	10 / 10
Rango de Temperatura	-10°C a 40°C
Tiempo de Control	< 100 horas, continuo
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	840 x 980 x 970
Peso	480 Kg
Condiciones electricas	110 o 210 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Nivel del ruido	≤ 65 dB
Material de Fabricación	Carcasa: Pintura en polvo blanco sobre acero, Camara interna: Acero Inoxidable

ACCESORIOS

Cable de Poder, Llave bristol en T, Manual de Usuario, Llave de seguridad de apertura y Lubricante (sólo para Rotor Basculante)

OPCIONALES

Rotores Basculantes	WS2400-6
Vasos / Bucket	B2400F
Adaptadores	TRB500-2F (2 bolsas de 500 ml) Total: 12 bolsas de 500 ml
	TRB450-2F (2 bolsas de 450 ml) Total: 12 bolsas de 450 ml
	TRB250-2F (2 bolsas de 250 ml) Total: 12 bolsas de 250 ml

CONDICIONES

Garantía	2 años
-----------------	--------