


**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-

Versión: 03

2024/05/16

INGENIERÍA

EQUIPO	Carretilla kit de donación	
MARCA	BPL	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

SPD-1510**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO**

Carretilla para el transporte de sillas para donación de sangre extramural con tope y elástico para asegurar las sillas, van aseguradas por medio de un elástico resistente de alta calidad, también cuenta con un espacio para los accesorios, de manera que podemos transportar tanto sillas y accesorios de donación de manera práctica. Es liviana, plegable, fácil de manejar y almacenar. Para facilitar su traslado de un lado a otro cuenta con unas ruedas en la parte inferior las cuales permiten su fácil deslizamiento sin necesidad de levantarlas.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	SPD-1510
Material de construcción	Acero Inoxidable
Dimensiones	(La. x An. x Al.) 79 cm x 44.5 x 121 cm
Sujetador	Elástico para asegurar las sillas
Peso	12.5 Kg

ACCESORIOS

Bolsillo para transporte de documentos

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	1 mes
-----------------	-------