

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2024/05/16

**INGENIERÍA**

<b>PRODUCTO</b>	Caja isotérmicas			
<b>MARCA</b>	M&G			
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2023DM-0027449			
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA			
		<b>EMO</b>	<b>TS -30C 200</b>	

**DESCRIPCION**

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de plasma fresco congelado (PFC). Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales y clínicas.

<b>DATOS TECNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>	
	<b>EMO 03 PP</b>	<b>EMO 06 PP</b>
<b>Dimensiones caja</b>	Internas 220 x 165 x 160 mm / Externas 300 x 260 x 220	Internas 500 x 300 x 250 mm / Externas 620 x 400 x 350 mm
<b>Dimensiones pila</b>	210 x 130 x 40 mm	380 x 215 x 26 mm
<b>Material de construcción</b>	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster	
<b>Material de construcción pila</b>	HDPE	
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	Vida en frío de hasta 13 horas	Vida en frío de hasta 18 horas
<b>Peso</b>	0.80 Kg	2.90 Kg
<b>Peso pila</b>	720 g	2.3 Kg
<b>Capacidad</b>	2 bolsas de 500ml o 4 bolsas de 250ml	20 bolsas de 500ml o 50 bolsas de 250ml
<b>Volumen</b>	6L	37.5L
<b>Temperatura</b>	-30 °C	
<b>Tamaño estabilizador</b>	650 ml	2000 ml

**ACCESORIOS****EMO 03 PP:** 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS -30C 650)**EMO 06 PP:** 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS -30C 2000)**OPCIONALES**

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

**CONDICIONES****Garantía**

1 mes