

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-039

Versión: 03

2024/05/16

INGENIERÍA**EQUIPO**

Sillas para donación de sangre extramural

MARCA

BPL

REGISTRO SANITARIO

N/A

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

N/A



SPD-510

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Silla para donación extramural, plegable y portátil para facilitar el trabajo de transporte en campañas. Fabricadas en tubo Cold Rolled, terminado en pintura electrostática. Especial para donaciones de sangre extramurales, ofrece posición de tren de Lemburg, completamente plegable para fácil transporte, patas en caucho antideslizantes para pisos lisos, llantas para fácil traslado mientras esta plegada.

DATOS TECNICOS**REFERENCIA**

SPD-510

Material de construcciónEstructura: tubo Cold Rolled
Reata - Córdoba**Dimensiones**

(La. x An. x Al.) Expandida 132 x 57 x 165 cm / Plegada 115 x 57 x 32 cm

Movimiento manual

Trendelenburg

Pintura

Electrostática

Peso de la silla

12 Kg

Peso máximo

La silla soporta hasta un máximo de 110 kg de peso

ACCESORIOS

Bandeja para el soporte del brazo

OPCIONALES

Forro para silla

CONDICIONES**Garantía**

1 mes